

Elenco di compatibilità per l'app HFX



Di seguito sono riportati i modelli di iPhone Apple e le versioni iOS compatibili con l'app HFX:

- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2a gen.
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Mini*
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 3a gen.
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max



Versioni iOS compatibili

- 16, 17, 18, 26

Memoria minima disponibile (MB)

- 500



Ulteriori informazioni

- L'app HFX non supporta altri dispositivi non specificati nell'elenco.
- L'app HFX non è compatibile con dispositivi iPad o iPod.
- * Se si utilizza un iPhone 13 Mini, mantenerlo entro 2 metri dal dispositivo HFX iQ mentre si usa l'app HFX. In tal modo la connessione tra i due dispositivi sarà sufficientemente stabile per garantire il corretto funzionamento del sistema.



Nevro Corp.
1800 Bridge Parkway Redwood City, CA 94065, USA
1.650.251.0005 • 1.888.956.3876

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10 e il logo HF10, 10 kHz Therapy, HFX e il logo HFX, HFX iQ e il logo HFX iQ, HFX Algorithm, HFX CONNECT e il logo HFX Connect, HFX ACCESS e il logo HFX Access, HFX COACH e il logo HFX Coach, HFX CLOUD e il logo HFX Cloud, RELIEF MULTIPLIED, il logo X, NEVRO e il logo NEVRO sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Nevro Corp.

©2026 Nevro Corp. Tutti i diritti riservati. ML-00031-EU Rev. D

S004472 V3.1