

# Liste de compatibilité de l'application HFX



## Les iPhone d'Apple et versions du système d'exploitation (iOS) répertoriés ci-dessous sont compatibles avec l'application HFX :

- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2nd Gen
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Mini\*
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 3rd Gen
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max



### Versions d'iOS compatibles

- 16, 17, 18, 26

### Mémoire minimale (Mo) disponible

- 500



### Informations supplémentaires

- Votre dispositif n'est pas compatible avec l'application HFX s'il ne figure pas sur cette liste.
- L'application HFX n'est pas compatible avec les iPad ou iPod.
- \* Si vous utilisez un iPhone 13 Mini, veuillez le garder à une distance maximale de 2 mètres de votre dispositif HFX iQ lors de l'utilisation de l'application HFX pour garantir la fiabilité de la connexion entre les deux dispositifs et le bon fonctionnement du système.



Nevro Corp.  
1800 Bridge Parkway Redwood City, CA 94065  
1 650 251-0005 • 1 888 956-3876

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, le logo HF10, 10 kHz Therapy, HFX, le logo HFX, HFX iQ, le logo HFX iQ, HFX Algorithm, HFX CONNECT, le logo HFX Connect, HFX ACCESS, le logo HFX Access, HFX COACH, le logo HFX Coach, HFX CLOUD, le logo HFX Cloud, RELIEF MULTIPLIED, le logo X, NEVRO et le logo NEVRO sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nevro Corp.

© 2026 Nevro Corp. Tous droits réservés. ML-00031-EU Rev. D S004470 V3.1