

Liste kompatibler Geräte

Nachstehend sind die Apple iPhones und die unterstützten iOS-Versionen aufgeführt, die mit der HFX-App kompatibel sind:

- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Mini*
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3. Generation)
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max



Kompatible iOS-Versionen

- 16, 17, 18, 26

Mindestens verfügbarer Speicherplatz (MB)

- 500



Zusätzliche Informationen

- Wenn Ihr Gerät auf dieser Seite nicht aufgeführt ist, bedeutet dies, dass es von der HFX-App nicht unterstützt wird.
- Die HFX-App ist nicht mit iPad- oder iPod-Geräten kompatibel.
- * Wenn Sie ein iPhone 13 Mini verwenden, muss sich Ihr iPhone innerhalb von 2 m (6½ ft) von Ihrem HFX iQ-Gerät befinden, wenn Sie die HFX-App verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbindung zwischen den beiden Geräten stark genug ist und Ihr System ordnungsgemäß funktionieren kann.



Nevro Corp.
1800 Bridge Parkway Redwood City, CA 94065
USA 1.650.251.0005 • 1.888.956.3876

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, das HF10-Logo, 10 kHz Therapy, HFX, das HFX-Logo, HFX iQ, das HFX iQ-Logo, HFX Algorithm, HFX CONNECT, das HFX Connect-Logo, HFX ACCESS, das HFX Access-Logo, HFX COACH, das HFX Coach-Logo, HFX CLOUD, das HFX Cloud-Logo, RELIEF MULTIPLIED, das X-Logo, NEVRO und das NEVRO-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Nevro Corp.

© 2026 Nevro Corp. Alle Rechte vorbehalten. ML-00031-EU Rev. D S004460 V3.1